

Matrice ossea e collagenica OsteoBiol® - Italiano -
Dispositivo Medico di classe III, matrice ossea e collagenica di origine eterologa, sostitutivo dell'osso autologo o alologo di cui presenta la matrice e forma porosa.

Putty: pasta di ossa e collagene di origine eterologa. La componente collagenica è costituita dalla matrice di collagene di tipo I e III e acidi grassi polinsaturati. GRANULOMETRIE: <0,300 mm; il prodotto è moderatamente radioopaco.

INDICAZIONI CLINICHE: rempivo collagenero di difetti ossei non infetti, non sclerotici, non soggetti a carico e ben improntati.

CONFEZIONAMENTO: singole stériles monouso.

MODALITÀ D'EMPLOI: applicare la quantità di prodotto necessaria direttamente sul sito ricevuto. OsteoBiol® Putty deve essere innestato solo in cavità in grado di contenere in modo stabile, quindi non deve essere utilizzato in difetti a una o due pareti o in procedure di rialzo del seno mascolare ad accesso laterale. E' possibile inserire il prodotto con sostituti ossei in granuli a seconda delle necessità. In Odontoiatria è consigliabile proteggere l'implante con una membrana barriera fassorbile per aumentare la stabilità prima di procedere con la sutura dei lembi. N.B.: per il riempimento di grosse cavità con volume superiore a 1 cm³, una parte di prodotto deve essere miscelato con tre parti di sostituti ossei in granuli (volume finale di Putty 25%).

EFFETTI COLLATERALI: nessuno noto. Sebbene il sistema di lavorazione adottato abbia dimostrato l'inibizione di reazioni anticorpali avverse, non si può comunque escludere la remota possibilità.

CONTRADDICTIONI: non utilizzare in pazienti che presentano patologie o affezioni che contraindiquano la chirurgia o che presentano infezione acuta o cronica (osteomielite) in alto. Non indicato nei pazienti con disreattività immunologica o affetti da patologie autoimmuni, in particolare la sindrome di Sjögren.

PREMPTION: il prodotto può essere utilizzato durante i primi cinque anni dalla data di sterilizzazione, la data di premission è indicata sull'etichetta.

CONSERVATION: il prodotto può essere conservato a tirolo di 20°C e 60% di umidità, non utilizzando in siti riservati scarsiamente ormai, necrotici o infetti. Non utilizzare direttamente o in prossimità di grossi vasi o nervi. Non utilizzare in siti in cui non garantiscono la stabilità e la protezione del prodotto una volta innestato. Il prodotto è monouso e come tale non deve essere sterilizzato.

AVVERTIMENTO: il prodotto non è stato sperimentato su pazienti in gravidanza. Il prodotto non deve essere utilizzato se la confezione si presenta danneggiata o aperta prima dell'uso. La sede di iniezione deve essere ben distesa e pulita e il prodotto deve essere ben stabilizzato e protetto.

Prodotto riservato a chirurghi specializzati con consolidata esperienza clinica in insedi di biomateriali; attenzione rigorosamente alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica sugli innesi eterologhi, in particolare alla letteratura scientifica relativa ai dispositivi OsteoBiol® citata sul sito www.osteobiol.com, oltre che nella presente istruzione.

Per ogni singola applicazione, è responsabilità del chirurgo specialista la corretta gestione clinica dei biomateriali e del paziente. L'esposizione del prodotto con portabiti trasportatore non è possibile una guarigione per seconda intenzione della ferita.

SCADENZA: la validità del prodotto è di anni cinque dalla data di sterilizzazione e dalla data di scadenza riportata in etichetta.

CONSERVATIONE: il prodotto deve essere conservato al riparo da fonti dirette di calore e dai raggi solari, in un luogo asciutto e pulito e alle condizioni riportate in etichetta.

SMALTIMENTO: il prodotto non contiene sostanze pericolose e qualora non utilizzato può essere disassambiato e smaltito come normale rifiuto urbano.

ORIGINE DEL PRODOTTO: l'ultima lettera del codice prodotto REF indica l'origine del materiale (S-suina; E-equina).

Simboli utilizzati in etichette: ① monouso ② anno e mese di scadenza ③ numero di lotto ④ leggere attentamente le istruzioni

⑤ Sterile. Sterilizzazione operata tramite irraggiamento con raggi gamma. Se la confezione è aperta o danneggiata la sterilità del prodotto non è più garantita.

⑥ limitazione della temperatura

Bone and collagen matrix OsteoBiol® English version -

Class III medical device, bone and collagen matrix of heterologous origin, for the replacement of the autologous bone represented by the matrix and the porous form.

Putty, bone paste and collagen of heterologous origin. The collagen component consists of a matrix of type I and type III collagen and polyunsaturated fatty acids. PARTICLE SIZE: <0,300 mm; the product is slightly radioopaque. PACKAGING: sterile disposable syringes.

CLINICAL INDICATIONS: filler for non-infectious, non-sclerotic, vascularized bone defects, on non-load bearing sites.

DIRECTIONS FOR USE: apply the necessary amount of product directly to the receiving site. OsteoBiol® Putty must be grafted only in cavities that can ensure its stability. Therefore, it must not be grafted in two wall defects or in lateral access sinus lift procedures. It is possible to mix the product with bone substitutes in granules, as needed. In Dentistry, it is advisable to protect the graft with a resorbable barrier membrane to increase stability before proceeding with flap surgery. Note for filling large cavities with volume greater than 1 cm³, mix one part of product with three parts of bone substitutes in granules (final volume of Putty: 25%).

SIDE EFFECTS: none known. Although the grafting procedure adopted has demonstrated the inhibition of adverse antibody reactions, the remote possibility of graft rejection cannot be excluded.

CONTRADICTIONS: do not use in patients who have pathologies or conditions that contraindicate surgery or who have an acute or chronic infection (osteomyelitis). Not indicated for patients with immunodeficiency or suffering from autoimmune diseases, particularly children and the elderly. Do not use directly or near large vessels or nerves. Do not use on poorly vascularized, necrotic or infected receiving sites. Do not use on sites that do not guarantee the stability and protection of the product after grafting. The product must not be used if the packaging is damaged or opened for use.

WARNING: This product has not been tested on pregnant women. The product is for single use only and, as such, should not be sterilized. The graft site must be properly washed and cleaned, and the product must be well stabilized and protected.

Product reserved for surgeons with experience in biomaterial implants; strictly adhere to the instructions given in the scientific literature on heterologous grafts, especially the scientific literature on OsteoBiol® devices available on the website www.osteobiol.com, as well as the instructions hereto. For every single application, the specialist surgeon has the responsibility to ensure proper clinical management of the biomaterials and the patient.

EXPIRY DATE: the product is valid for five years from the date of sterilization and the expiry date is indicated on the label.

STORAGE: The product must be stored away from direct heat sources and sunlight, in a dry and clean place, under the conditions indicated on the label.

DISPOSAL: the product does not contain hazardous substances and it may be disassembled and disposed of as regular municipal waste.

PRODUCT ORIGIN: the last letter on the label of the product code REF indicates the source of the material (S-porcino; E-equina).

Symbols used on the label:

① single use ② year and month of expiry ③ lot number ④ carefully read the instructions ⑤ Sterile. Sterilization performed by irradiation with gamma rays. If the packaging is open or damaged the sterility of the product is no longer guaranteed.

⑥ limitazione della temperatura

MATRIZ OSSEA Y COLAGENO OSTEOBIO® - Spanish -

Dispositivo Médico de clase III, matriz ósea y de colágeno de origen heterólogo, sustitutivo del hueso autólogo o alógeno del cual presenta la matriz y forma porosa.

Putty, pasta de hueso y colágeno de origen heterólogo. El componente de colágeno está constituido por matriz de colágeno de tipo I y III y ácidos graso polinsaturados. GRANULOMETRÍA: <0,300 mm; el producto es moderadamente radioopaco. ENVASE: jeringas estériles desechables.

INDICACIONES CLÍNICAS: relleno de defectos óseos no infectados, no escleróticos, no sujetos a carga y bien irrigados.

MODO DE EMPLEO: aplicar la cantidad de producto necesario directamente en la zona de resección. OsteoBiol® Putty se debe implantar sólo en cavidades capaces de contenerlo de forma estable, por lo que no se debe utilizar en defectos en una o dos paredes o en procedimientos de elevación del seno maxilar de acceso lateral. Se debe mezclar el producto con sustitutos óseos en granulos en función de las necesidades. En Odontología es recomendable proteger el implante con una membrana barriera reabsorbible para aumentar la estabilidad antes de proceder con la sutura de los bordes. Nota: para el llenado de cavidades grandes con volumen superior a 1 cm³ una parte de producto se debe mezclar con tres partes de los sustitutos óseos en granulos (volumen final de Putty: 25%).

EFFECTOS SECUNDARIOS: no se conocen. Aunque el tipo de elaboración adoptada ha demostrado la inhibición de las reacciones adversas de anticuerpos, no se puede, sin embargo, excluir una posibilidad remota.

CONTRADINGENCIAS: no utilizar en pacientes que presentan patologías o enfermedades que contraindiquen la cirugía o que presenten una infección aguda o crónica (osteomielitis) en curso. No indicado en pacientes con disreactividad immunológica o que sufren enfermedades autoinmunes, en especial en la infancia y en ancianos. No utilizar directamente o cerca de grandes vasos o nervios. No utilizar en sitios receptores escasamente irrigados, necróticos o infectados. No utilizar en sitios de resección. OsteoBiol® Putty debe ser esterilizado antes de proceder con la sutura de los bordes.

INDICACIONES CLÍNICAS: filler for non-infectious, non-sclerotic, vascularized bone defects, on non-load bearing sites.

DIRECTIONS FOR USE: apply the necessary amount of product directly to the receiving site. OsteoBiol® Putty must be grafted only in cavities that can ensure its stability. Therefore, it must not be grafted in two wall defects or in lateral access sinus lift procedures. It is possible to mix the product with bone substitutes in granules, as needed. In Dentistry, it is advisable to protect the graft with a resorbable barrier membrane to increase stability before proceeding with flap surgery. Note for filling large cavities with volume greater than 1 cm³, mix one part of product with three parts of bone substitutes in granules (final volume of Putty: 25%).

SIDE EFFECTS: none known. Although the grafting procedure adopted has demonstrated the inhibition of adverse antibody reactions, the remote possibility of graft rejection cannot be excluded.

CONTRADICTIONS: do not use in patients who have pathologies or conditions that contraindicate surgery or who have an acute or chronic infection (osteomielitis). Not indicated for patients with immunodeficiency or suffering from autoimmune diseases, particularly children and the elderly. Do not use directly or near large vessels or nerves. Do not use on poorly vascularized, necrotic or infected receiving sites. Do not use on sites that do not guarantee the stability and protection of the product after grafting. The product must not be used if the packaging is damaged or opened for use.

WARNING: This product has not been tested on pregnant women. The product is for single use only and, as such, should not be sterilized. The graft site must be properly washed and cleaned, and the product must be well stabilized and protected.

Product reserved for surgeons with experience in biomaterial implants; strictly adhere to the instructions given in the scientific literature on heterologous grafts, especially the scientific literature on OsteoBiol® devices available on the website www.osteobiol.com, as well as the instructions hereto.

EXPIRY DATE: the product is valid for five years from the date of sterilization and the expiry date is indicated on the label.

STORAGE: The product must be stored away from direct heat sources and sunlight, in a dry and clean place, under the conditions indicated on the label.

DISPOSAL: the product does not contain hazardous substances and it may be disassembled and disposed of as regular municipal waste.

PRODUCT ORIGIN: the last letter on the label of the product code REF indicates the source of the material (S-porcino; E-equina).

Symbols used on the label:

① single use ② year and month of expiry ③ lot number ④ carefully read the instructions ⑤ Sterile. Sterilization performed by irradiation with gamma rays. If the packaging is open or damaged the sterility of the product is no longer guaranteed.

⑥ limitación de temperatura

OsteoBiol® Knochen- und Kollagenmatrix - Deutsch -

Medizinprodukt der Klasse III, Knochen- und Kollagenmatrix heterologen Ursprungs als Ersatz für den autogenen oder allogen Knochen, dessen Matrix und Porenform es aufweist.

Putty: Knochenpasta und Kollagen heterologen Ursprungs. Die Kollagenkomponente besteht aus einer Matrix aus Kollagen Typ I und III und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

GRANULOMETRIE: >0,300 mm; das Produkt ist mäßig radio-transparent.

KLINISCHE INDIKATIONEN: Füllstoff für nicht infizierte, nicht sklerotische, unbelastete und gut durchblutete Knochendefekte.

VERPACKUNG: sterile Einwegspritzer.

VERWENDUNGSWEISE: Die erforderliche Menge des Produktes direkt auf die Empfangsstelle auftragen. OsteoBiol® Putty darf nur in Hohlräumen eingesetzt werden, die ihm halten können, daher sollte es nicht bei ein- oder doppelseitigen Defekten oder Sinuslift-Operationen mit seitlichem Zugang verwendet werden. Es ist möglich, das Produkt mit Knochensubsistuten in Granulatform nach Bedarf zu mischen. In der Zahnhelmekette ist es ratsam die eingesetzte Substanz mit einer Körnermatrix zu verbinden, um die Stabilität zu erhöhen, bevor mit den Nähern der Lappen beginnen wird. Anmerkung: Für die Füllung großer Hohlräume mit einem Volumen von mehr als 1 cm³ muss ein Teil des Produktes mit drei Teilen Knochensubsistuten in Granulatform gemischt werden (Endvolumen von Putty: 25%).

NEBENWIRKUNGEN: keine bekannt. Obwohl das Produkt eine erhöhte Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann.

KONTRODINDIKATIONEN: nicht bei Patienten mit Pathologien bzw. Krankheiten, die mit einer Operation unvereinbar sind, oder Patienten mit akuten oder chronischen Infektionen (Osteomyelitis). Nicht indiziert für Patienten mit immunologischer Dysreaktivität, oder mit Autoimmunkrankheiten, besonders in der Kindheit und im Alter. Nicht direkt oder in Nähe von großen Gefäßen oder Nerven verwenden.

Nicht an schlecht durchblutete, rektrotische oder infizierte Stellen verwenden. Nicht an Stellen verwenden, an denen die Stabilität und der Schutz des Produktes nach dem Einsetzen nicht gewährleistet ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder bereits offen ist.

WARNUNG: Dieses Produkt wurde nicht an schwangeren Patientinnen getestet. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte daher nicht erneut sterilisiert werden. Die Einsatzstelle muss gut gesäubert und gereinigt und das Produkt gut stabilisiert und geschützt werden.

Produkt für spezialisierte Chirurgen mit fundierter klinischer Erfahrung mit Biomaterialtransplantaten. Siehe unbedingt die Hinweise der wissenschaftlichen Literatur zu heterologen Transplantaten, insbesondere der auf der Website www.osteobiol.com wiedergegebenen Literatur zu OsteoBiol®-Gelenken sowie dieser Anleitung. Es liegt in der Verantwortung des Facharztes, für jede einzelne Anwendung ein konkretes klinisches Management der Biomaterialien und des Patienten sicherzustellen.

Verfallsdatum: Das Produkt kann fünf Jahre ab dem Sterilisationsdatum verwandt werden; das Verfallsdatum ist auf dem Etikett angegeben.

LAGERUNG: Das Produkt muss unter direkten Wärmequellen und Sonnenstrahlung, an einem trockenen und sauberen Ort und unter den auf dem Etikett angegebenen Bedingungen gelagert werden.

ENTSPORGUNG: Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe und kann bei richtiger Verwendung zerlegt und als normaler Siedungsauffall entsorgt werden.

URSPRUNG DES PRODUKTES: auf dem Etikett gibt der letzte Buchstabe des REF-Produktcodes die Herkunft des Materials an (S-Schwein; E-Pferd).

Auf dem Etikett verwendete Symbole:

① Einzelverwendung ② Jahr und Verfallsdatum ③ Losnummer ④ Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch

⑤ Sterile. Sterilisation erfolgt durch Bestrahlung mit Gammastrahlen. Wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist, ist die Sterilität des Produktes nicht mehr gewährleistet.

⑥ Temperaturbegrenzung

Matrice kostno-kolagenica OsteoBiol® - Polski -

Urządzenie medyczne klasy III, matryca kostno-kolagenowa pochodząca z heterologicznego, zastępująca kość autologiczną lub allogenyczną, której matryce jest porowata.

Putty, pasta z kolagenu i kolagenem heterologicznym. Komponent kolagenowy składa się z matrycy kolagenowej I i III oraz wiązówkami lipidowymi.

GRANULOMETRIA: >0,300 mm; produkt jest mniej radioopak.

SYNTHETIC: syntetyczna.

OPAKOWANIE: nie stosować na kłodzie.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeciwciała do kłodów.

PRZECIWINDUKCJA: nie stosować w miejscach, w których występuje choroba reakcji przeci

precum și aceste instrucții. Pentru fiecare aplicare, este în sarcina chirurgului specialist gestionarea clinică corectă a biomaterialelor și a pacientului.

EXPIRARE: valabilitatea produsului este de cinci ani de la data sterilizării, iar data de expirare este menționată pe etichetă.

PASTRARE: produsul trebuie depozitat departe de sursele de căldură directă și de rezele scazute, într-o locație curată, în condiții indicate pe etichetă.

ELIMINARE: produsul nu conține substanțe periculoase și, dacă nu este utilizat, poate fi demonțat și eliminat ca deșeu municipal normal.

ORIGINEA PRODUSULUI: pe etichetă, ultima etapă a codului produsului REF indică originea materialului (P = poros, E = evană).

Simboluri de siguranță:

② disponibil ③ anul și luna de expirare ④ numărul lotului ⑤ citii instrucțiunile cu atenție ⑥ limitarea temperaturii ⑦ Sterile.

Sterilizarea efectuată prin iradiere cu raze gamma. Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, sterilitatea produsului nu mai este garantată.

Kostni i kolagenska matrica OsteoBiol® - Bugarski :

Medicinalni proizvod od klas III, kostna i kolagenska matrica s heteropoklonom prikazod, zamestvenstvo na autogena kosti ili apone, na kojim predstavljaju materijala i poresta forma.

Putty: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää sen stabilta tavalla. Joten sitä ei saa käytää yhden tai kahtien seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata reakseeniin luukappaleisiin tarpeen mukaan. Hemmaslätketeketessä on suosittavaa suojata siirtorobottiin astemembranilla vakaavuuden lisäämiseksi ennen kuin läppien opeelia. Huom. Suuren syvennytisen täytöön, joiden illassut ovat 1 cm³, tuleeta osa on sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

HÄITTAVA/AUKTURUKSET: ei telleeksi. Vaikka hyväksytty käsitteilyä ja etenemistä on osittain hallitusten vasta-ainesrekkojen estämiseen soveltuvalta, mahdollista muuhun ei voida sujkea po.

ASTA-ANEET: Älä käytä pottaille, jolla on taiteja tai saaria, joka ovat vasta-aineita. Lekkauksessa kaijella on akutti tai krooninen infekcio.

YHTEYDELLISUUS: putty on immunogeni eräpäivitetyt tai automunnaisaraudet, kuten entyseti lapsilla ja vanhuksilla. Älä käytä suoraan tai läheillä suuria hermeitä. Älä käytä huosot suihkeistä, neekrotissiin tartuman saannisin osoihin. Älä käytä latissa, joka ehkä takaa tuoteen vaikuttaa ja suojausta sen jälkeen, kun se on asetettu pakelun. Tuotetta voidaan käyttää vain avattuun ennen käytävää.

VALOITUS: Tuotetta ei ole testattu raskasne olivelle pottaille. Tuteletta on kertakäytöön ja sitä ei saa sterilidaa uudelleen. Laita on pudistettava hyvin, ja tuotteen on otavaan hyvin valettu ja suojattu.

NAČIN NA UPUTREBE: pripremljeno končno proizvod je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

NAČIN NA UPUTREBE: putty je primenjeno na leđu. Putty treba da bude uklonjeno iz podlogi i postavljanje na leđu ne treba da bude uklonjeno i postavljanje na leđu. Tuteletta se uklanja i postavlja na leđu i postavlja na leđu.

PROTIPOLAKAZATOR: ne treba da se koristiova pri naimenjima, koliko mat napomene ili zabolovanja, za koje je protipoklicno.

KLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

STP-ANALIZI/I MEDIČNI/IMUNOLOGIČNI: ne sadrži sive i kromij, koliko mogu, da do daje na postbeni i klorin, spremenjeno na dezinfectant i postbeni formu.

PUTTY: kostna smes i kolagen s heteropoklonom prikazod. Kolageni komponenti se sastoji od matrica od kolagen tip I i III i poli(materijalni) i klasti kosit.

GRANULOMETRIJA: > 0,300 mm; produžni s uverenja proporcije kose na rengeneve linijski.

CLINIČKI I KLINIČKI: zametljivo za sterilizaciju, kada se uzesteti pakovanju. Tuteletta suoraan palkalleen. OsteoBiol® Putty tulee asentaa vain sellaiseen onteloon, joka voi sisältää seniämän puuttueelluuessa, jossa ei siivuuntaitaa maksa syövityksessä. Tuotetta voidaan sekollaata kolmena osana raketeettua luuvanjoa. (Putty luullinen tilavus: 25%).

<p