

# Operating Instructions

---

## 1. General terms:

- 1.1. Product description:** THOWAX Sculpturing wax, several colours  
VKS Sculpturing waxes for full ceramic systems  
IQ Sculpturing wax, several colours
- 1.2. Delivery form:** tin of 70g / 45 g / 20 g / bloc of 45 g / chip of 3x20 g/  
wax pearls 80g
- 1.3. Manufacturer:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3  
78234 Engen/Germany  
Tel.: 0049-7733-9410-0 Fax: 0049-7733-94 10 22
- 1.4. Storage:** Store at a temperature of at least +10°C to 30°C  
Protect from UV-radiation; temperatures below 8°C, especially  
below 0°C make the wax brittle. Protect from blow or any  
impacts.

## 2. Application according to determinations:

Our different waxes are used for sculpturing of tooth restoration in dental laboratories in wax as an initial stage for the final denture. Due to the variety of colours and different characteristics, these waxes allow to practice all the different techniques.

**Any claims on warranty or liability will not be accepted if not used according to determinations !**

## 3. Risk and danger during application:

1. Ensure that unqualified persons do not come into contact with this product.
2. Avoid hot wax drops on skin and avoid also inhalation of wax vapours

## 4. Operating instructions:

### **4.1. Preparation**

Open the tin.

### **4.2. Application**

Choose a suitable instrument or an electric waxer for wax sculpturing. The object you want to wax up has to be isolated. Use Yeti Lube as separating liquid. Then begin your waxing-up. Surplus wax can be scraped off.

### **4.3 After application**

Close the tin after use to protect from dust or any other pollution.

**5. Disposal:** According to current local regulations.

**6. Durability:** Consumer goods should be used rapidly after opening and used up within a few months.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	07.09.2005/TB	25.03.2019/CJ	1	25.03.2019/TB	Seite 1 von 1

# Betriebsanleitung BA

---

## 1. Allgemeine Bedingungen:

- 1.1. Produktbeschreibung:** THOWAX Modellierwachs, versch. Farben  
VKS Modellierwachse für vollkeramische Systeme  
IQ Modellierwachs, versch. Farben
- 1.2. Verfügbar in:** Dose á 70g / 45 g /20 g /bloc of 45 g / chip á 3x20 g/  
Wachspellets 80g
- 1.3. Hersteller:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3  
78234 Engen/Germany  
Tel.: 0049-7733-9410-0 Fax: 0049-7733-94 10 22
- 1.4. Lagerung:** Bei einer Temperatur von mindestens +10°C bis  
30°C lagern  
Vor UV-Strahlung schützen; Temperaturen unter  
8°C, insbesondere unter 0°C machen das Wachs  
spröde. Vor Schlag oder Stößen schützen.

## 2. Anwendung gem.:

Unsere verschiedenen Wachse werden zum Modellieren von Zahnrestorationen in Dentallabors in Wachs als Vorstufe für den endgültigen Zahnersatz verwendet. Aufgrund der Vielfalt an Farben und unterschiedlichen Eigenschaften ermöglichen diese Wachse das Üben aller verschiedenen Techniken.

**Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ausgeschlossen!**

## 3. Risiko und Gefahr bei der Anwendung:

1. Stellen Sie sicher, dass unqualifizierte Personen nicht mit diesem Produkt in Kontakt kommen.
2. Vermeiden Sie heiße Wachstropfen auf der Haut und vermeiden Sie auch das Einatmen von Wachsdämpfen

## 4. Bedienungsanleitung:

### **4.1. Vorbereitung**

Öffnen Sie die Dose.

### **4.2. Anwendung**

Wählen Sie ein geeignetes Instrument oder ein elektrisches Wachsgeschäft für die Wachsskulptur. Das aufzuwachsende Objekt muss isoliert werden. Verwenden Sie Yeti Lube als Trennflüssigkeit. Beginnen Sie dann mit dem Aufwachsen. Überschüssiges Wachs kann abgekratzt werden.

### **4.3 Nach dem Auftragen**

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	07.09.2005/TB	25.03.2019/CJ	1	25.03.2019/TB	Seite 1 von 2

## Betriebsanleitung BA

---

Schließen Sie die Dose nach Gebrauch, um sie vor Staub oder anderen Verunreinigungen zu schützen.

**5. Entsorgung:** Gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften

**6. Haltbarkeit:** Konsumgüter sollten nach dem Öffnen zügig verbraucht und innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	07.09.2005/TB	25.03.2019/CJ	1	25.03.2019/TB	Seite 2 von 2