







Zum Shop  
R-Motion



## GLEITPFAD-INSTRUMENT



## AUFBEREITUNGSPROCEDUR



**Geringerer Einschraubeffekt (42 %\*): sanftes und sicheres Arbeiten**


**Reziproke Bewegung (gegen den Uhrzeigersinn)**

**Bessere Berücksichtigung der Kanal Anatomie, da perfekt abgestimmtes Produktsortiment**

**Höhere Flexibilität der Instrumente (x 3,3\*)**

**Größere Beständigkeit gegen zyklische Ermüdung (x 3,6\*)**

**Geringere Belastung des Dentins (40 %\*)**



■ R-Motion 30    — Reziproke NiTi-Standardinstrumente

\* Basierend auf internen Laborergebnissen (der Firma FKG) im Vergleich zu gleichwertigen Instrumenten der Konkurrenz

# PRODUKTTREFERENZEN & EMPFEHLUNGEN

## REZIPROKE GLEITPFAD-AUFBEREITUNGSMINSTRUMENTE

### R-Motion Glider

	3x	21 mm	9797730
	3x	25 mm	9797731
	3x	31 mm	9797732

15/.03v

### R-Motion Glider C\*

\*Calcification

	3x	21 mm	9797733
	3x	25 mm	9797734
	3x	31 mm	9797735

15/.03v

## REZIPROKE AUFBEREITUNGSMINSTRUMENTE

### R-Motion 20

	3x	21 mm	9797737
	3x	25 mm	9797738
	3x	31 mm	9797739

20/.04

### R-Motion 25

	3x	21 mm	9797740
	3x	25 mm	9797741
	3x	31 mm	9797742

25/.06

### R-Motion 30

	3x	21 mm	9797743
	3x	25 mm	9797744
	3x	31 mm	9797745

30/.04

### R-Motion 40

	3x	21 mm	9797746
	3x	25 mm	9797747
	3x	31 mm	9797748

40/.04

### R-Motion 50

	3x	21 mm	9797749
	3x	25 mm	9797751
	3x	31 mm	9797750

50/.04

## STERILE PAPIERSPITZEN

### Box mit 200 Papierspitzten

	25/.04	9703233
	30/.04	9703234
	35/.04	9703235
	40/.04	9703236
	50/.04	9703238

## TOTALFILL® BC SEALER / HIFLOW

### Spritze 2 g + 15 TotalFill BC Tips

	8984501
	8984502
TotalFill BC Sealer (2 g)	
TotalFill BC Sealer HiFlow (1,5 g)	

## TOTALFILL® BC POINTS / HIFLOW

### Box mit 60 BC Points

	25/.04	8984562
	30/.04	8984563
	35/.04	8984564
	40/.04	8984565
	50/.04	8984567

### Box mit 60 BC Points HiFlow

	25/.04	8984552
	30/.04	8984553
	35/.04	8984554
	40/.04	8984555

## TOTALFILL® BC PELLETS

### Box mit 100 Pellets

	8984530
---	---------

## NACH DER AUFBEREITUNG

## REINIGUNG

## NACH DER REVISION

### Finisher 25/.00

	3x	21 mm	9797930
	3x	25 mm	9797931
	3x	31 mm	9797932

### Finisher R 30/.00

	3x	21 mm	9797940
	3x	25 mm	9797941
	3x	31 mm	9797942

7940211  
Stand 10/2023