




Zum Shop  
XP-endo® Rise




XP-endo® Rise Glider

XP-endo® Rise Shaper

## GLEITPFAD




## AUFBEREITUNG



## KONTROLLE



## REINIGUNG



## XP-ENDO® RISE SEQUENCE



### XP-endo® Rise Glider



### XP-endo® Rise Shaper



Längen: 21, 25 und 31 mm | Ø ISO 30 | Konizität: mind. 4 %  
Drehzahl:  $\odot$  800-1.000 U/Min. | Drehmoment: 1 Ncm

## XP-ENDO® RISE RETREATMENT



### D-Race DR1 - 15 mm



### XP-endo® Rise Shaper

ca. 2.500 U/Min.



### Finisher R





Ist für die Revisionsbehandlung vorgesehen,  
 $\odot$  1.000-2.500 U/Min.

# PRODUKTPREFERENZEN & EMPFEHLUNGEN

## SEQUENCES




### XP-endo® Rise Sequence

(3x Glider und 3x XP-endo Rise Shaper im Blister)

	21 mm	9797903
15/.04	25 mm	9797907
	31 mm	9797911
30/.04		


### XP-endo® Rise Retreatment

(1x D-Race DR1, 1x XP-endo Rise Shaper, 1x Finisher R)

	21 mm	9797920
30/.10	25 mm	9797921
	31 mm	9797922
30/.04		
		
30/.00		

## REFILL

### D-Race DR1

	6x	15 mm	97961105
30/.10			

### XP-endo® Rise Glider

	6x	21 mm	9797900
15/.04	6x	25 mm	9797904
	6x	31 mm	9797908

### XP-endo® Rise Shaper

	6x	21 mm	9797902
30/.04	6x	25 mm	9797906
	6x	31 mm	9797910

## STERILE PAPIERSPITZEN

### Box mit 200 Papierspitzen

	25/.04	9703233
	30/.04	9703234
	35/.04	9703235
	40/.04	9703236
	50/.04	9703238

## TOTALFILL® BC SEALER / HIFLOW

### Spritze 2 g + 15 TotalFill BC Tips

	8984501
	8984502
TotalFill BC Sealer (2 g)	
TotalFill BC Sealer HiFlow (1,5 g)	

## TOTALFILL® BC POINTS / HIFLOW

### Box mit 60 BC Points

	25/.04	8984562
	30/.04	8984563
	35/.04	8984564
	40/.04	8984565
	50/.04	8984567

### Box mit 60 BC Points HiFlow

	25/.04	8984552
	30/.04	8984553
	35/.04	8984554
	40/.04	8984555

## TOTALFILL® BC PELLETS

### Box mit 100 Pellets

	8984530
---	---------

## NACH DER AUFBEREITUNG

### Finisher 25/.00

	3x	21 mm	9797930
	3x	25 mm	9797931
	3x	31 mm	9797932

## REINIGUNG

## NACH DER REVISION

### Finisher R 30/.00

	3x	21 mm	9797940
	3x	25 mm	9797941
	3x	31 mm	9797942

7940220, 9797571, 9797671  
Stand 10/2023